

## Teploměr maximální bimetalový | BEL-ART

Autoklávovatelný teploměr s ukazatelem maximální teploty pomocí samostatné ručičky

- Vodotěsný a tlaku odolný teploměr vydrží standardní autoklávovací cyklus, odpovídá požadavkům NIST
- Černá ručička ukazuje aktuální teplotu, červená mechanicky resetovatelná ručička pro záznam maximální teploty
- Silikonový snímatelný kryt ciferníku pro ochranu před vlhkostí
- Závit (1/4" NPT) pro našroubování na stojánek nebo přímo do měřeného prostoru
- Kalibrovaná verze pro teplotu pro 121 °C s individuálním kalibračním listem v angličtině, němčině a 4 dalších jazycích v návaznosti na NIST

### Technické parametry

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Rozsah:          | -20 až +150 °C    |
| Dělení stupnice: | 2 °C              |
| Přesnost:        | ±2 °C             |
| Materiál:        | nerezová ocel 304 |
| Průměr:          | 81 mm             |



Teploměr maximální bimetalový



| Popis                                                              | Katalogové číslo |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| Bimetalový maximální teploměr se stojánkem                         | A613150          |
| Bimetalový maximální teploměr se stojánkem, kalibrovaný pro 121 °C | A602150          |