

Teploměr skleněný laboratorní se zábrusem

Teploměr pro obecné použití v rozsahu 0 až +250 °C

- Teploměr bez rtuti s organickou náplní
- Vyroben z teploměrového skla KS90 dle norem ISO

Technické parametry

Průměr stupnicové části trubice :	10 - 11 mm
Průměr stonku :	7 - 8 mm
Délka :	300 mm
Zábrus :	NZ 14,5/23



Rozsah (°C)	Dělení (°C)	Délka stonku (mm) bez zábrusu	Délka stonku (mm) včetně zábrusu	Balení (ks)	Katalogové číslo
0 až +250	1,0	35	60	1	L131331
0 až +250	1,0	55	80	1	L131332
0 až +250	1,0	75	100	1	L131333
0 až +250	1,0	135	160	1	L131334
0 až +250	1,0	175	200	1	L131335
0 až +250	1,0	225	250	1	L131336
0 až +250	1,0	275	300	1	L131337