

Teploměr skleněný obalový EKO

Se speciální ekologicky nezávadnou náplní pro všeobecné použití v rozsahu -10 až +360 °C

- Teploměr se stupnicí z mléčného skla, s prizmatickou kapilárou
- Biologicky rozložitelná barva náplně i vlastní teploměrová náplň
- Teploměr je dodáván v průsvitném ochranném plastovém pouzdru čtvercového průřezu

Technické parametry

Průměr obalové trubice :	7-8 mm
Délka :	300 mm
Ponor :	75 mm
Barva náplně:	zelená



Rozsah (°C)	Dělení (°C)	Balení (ks)	Katalogové číslo
-10 až + 110	0,5	1	M011374
-10 až + 110	1,0	1	M011376
-10 až + 150	1,0	1	M011378
-10 až + 250	2,0	1	M011380
-10 až + 360	2,0	1	M011382