

Teploměr skleněný tyčinkový EKO

Se speciální ekologicky nezávadnou náplní pro všeobecné použití v rozsahu -10 až +360 °C

- Teploměry s černou stupnicí na povrchu kapiláry s bílou zadní stěnou
- Biologicky rozložitelná barva náplně i vlastní teploměrová náplň
- Teploměr se dodává v průsvitném ochranném plastovém pouzdru čtvercového průřezu

Technické parametry

Průměr teploměru:	5,5-6,5 mm
Délka :	300 mm
Ponor :	75 mm
Barva náplně:	zelená



Rozsah (°C)	Dělení (°C)	Balení (ks)	Katalogové číslo
-10 až + 110	0,5	1	M011388
-10 až + 110	1,0	1	M011392
-10 až + 150	1,0	1	M011396
-10 až + 250	2,0	1	M011404
-10 až + 360	2,0	1	M011408