

Teploměr skleněný tyčinkový v plastovém pouzdru

Teploměr pro obecné použití v rozsahu -30 až + 110 °C

- Žluté plastové pouzdro s klipsem chrání teploměr před rozbitím
- Kapesní teploměr s červenou organickou náplní

Technické parametry

Průměr:	10 mm
Délka :	165 mm
Přesnost:	+mn2 °C



Rozsah (°C)	Dělení (°C)	Balení (ks)	Katalogové číslo
-30 až +50	1,0	1	R993171
-10 až +110	1,0	1	R993271