


Termo chňapka Hot Hand

Termo silikonová chňapka pro uchopení horkých nádob

Technické parametry

Materiál:	Silikonová guma
Rozměry:	typ M 100 x 190 mm, typ F 30 x 137 mm
Teplotní odolnost:	-57 až +250 °C



Chňapka Hot Hand



Chňapka Hot Hand



Chňapka Hot Hand



Chňapka Hot Hand

Popis	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
Typ M pro celou ruku	červená	1	A800000
Typ M pro celou ruku	světle modrá	1	A800001
Typ M pro celou ruku	světle zelená	1	A800002
Typ M pro celou ruku	bílá	1	R469351
Typ F k nasazení na dva prsty	bílá	1	R469451