

tert-AMYLMETHYLETHER


TAME, (1,1-dimethylprop-1-yl)methylether, methoxypentan
zelená alternativa k diethyletheru

CAS: 994-05-8

Vzorec: C₆H₁₂O

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	102,17
Hustota:	0,77 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H225-H302-H336


 P-LAB

Čistota	Balení	Katalogové číslo
SOLVAGREEN min 99 %, pro syntézu	100 ml	R.1A92.1
SOLVAGREEN min 99 %, pro syntézu	250 ml	R.1A92.2
SOLVAGREEN min 99 %, pro syntézu	1 l	R.1A92.3
SOLVAGREEN min 99 %, pro syntézu	2,5 l	R.1A92.4
SOLVAGREEN min 99 %, pro syntézu	10 l	R.1A92.5