

Těsnění kónické gumové GUKO

Těsnění na Büchnerovy nálevky

Technické parametry

Materiál:

Přírodní guma



Těsnění kónické gumové GUKO | BRAND

Horní vnější průměr (mm)	Dolní vnější průměr (mm)	Dolní vnitřní průměr (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
22	11	6	1	P462512
28	16	9	1	P462617
35	20	14	1	P462723
42	25	18	1	P462827
50	32	22	1	P462932
63	43	33	1	P463036
73	52	42	1	P463139
84	61	50	1	P463243
Sada těsnění - všechny rozměry	Sada těsnění - všechny rozměry	Sada těsnění - všechny rozměry	8	P462500



Těsnění GUKO BRAND

Těsnění kónické gumové GUKO | ROTH

Horní vnější průměr (mm)	Dolní vnější průměr (mm)	Výška (mm)	Tloušťka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
21	12	18	2,5	1	R.9755.1
27	17	20	3	1	R.9756.1
33	21	24	3	1	R.9757.1
41	27,5	27	4	1	R.9758.1
53	33	34	5	1	R.9759.1
68	48	35	5,5	1	R.9760.1
78	58	35	6	1	R.9761.1
89	66	40	6,5	1	R.9762.1

