

TETRAHYDROFURAN


THF

CAS: 109-99-9

Vzorec: C₄H₈O

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	72,11
Hustota:	0,89 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H225-H319-H335-H351-EUH019



TETRAHYDROFURAN p.a.

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, čistý	1 l	T 02301
min 99,8 %, p.a.	1 l	T 02101

TETRAHYDROFURAN

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99,5 %, pro syntézu	250 ml	R.4745.1
min 99,5 %, pro syntézu	1 l	R.4745.2
min 99,5 %, pro syntézu	2,5 l	R.4745.3
min 99,5 %, pro syntézu	10 l	R.4745.4
min 99,5 %, pro syntézu	25 l	R.4745.5
ROTIPURAN® min 99,5 %, p.a., ACS	1 l	R.6788.1
ROTIPURAN® min 99,5 %, p.a., ACS	2,5 l	R.6788.2
ROTIPURAN® min 99,5 %, p.a., ACS	10 l	R.6788.3
ROTIPURAN® min 99,5 %, p.a., ACS	25 l	R.6788.5

ROTISOLV® min 99,9 % UV/IR-Grade	2,5 l	R.CP82.1
ROTISOLV® min 99,9 % Ultra LC-MS, nestabilizovaný	1 l	R.0739.1

TETRAHYDROFURAN ROTISOLV® HPLC

Filtrovaný přes 0,2µm membránový filtr, plněný pod inertním plynem, nestabilizovaný

Technické parametry

Obsah (GC):	min 99,9 %
Voda (KF):	max 0,01%
Acidita:	max 0,001 %
Odparek:	max 0,0005 %

Vlnová délka (nm)	290-400	275	255	235	215
Min propustnost (%T)	99	90	70	50	10

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99,9 %, pro HPLC	1 l	T 02702
min 99,9 %, pro HPLC	2,5 l	T 02701
min 99,9 %, pro HPLC	4 x 2,5 l	T 02701.4

TETRAHYDROFURAN ROTIDRY® max 50 ppm H₂O

Velmi nízký obsah vody a extrémně vysoká čistota, plněný pod inertním plynem

Technické parametry

Obsah (GC):	min 99,9 %
Voda (KF):	max 0,005 %
Acidita:	max 0,0005 meq/g
Odparek:	max 0.001 %

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99,9 %, stabilizováno 250 ppm BHT	1 l	R.AE07.1

Aby zůstala ROTIDRY® rozpouštědla suchá i po otevření a během skladování, doporučujeme použití [molekulových sítí](#) jako sušidla během skladování.

TETRAHYDROFURAN ROTIDRY® Sept max 50 ppm H₂O

Láhev opatřená septem, velmi nízký obsah vody a extrémně vysoká čistota, plněný pod inertním plynem

Technické parametry

Obsah (GC):	min 99,8 %
Voda (KF):	max 0.005 %
Acidita (jako CH ₃ COOH):	max 0,003 %
Odparek:	max 0,001 %

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99,8 %, stabilizováno 250 ppm BHT	250 ml	R.5182.1