


TIRON

pyrokatechol-3,5-disulfonan sodný

CAS: 149-45-1**Vzorec:** C₆H₄Na₂O₈S₂**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	314,21
Indikátor:	Fe ^{III}
Pracovní roztok:	2 g v 100 ml H ₂ O
Bezp. věty (GHS):	H315-H319-H335



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, p.a.	10 g	R.7302.1
min 99 %, p.a.	25 g	R.7302.2
min 99 %, p.a.	100 g	R.7302.3