

TOLUEN


methylbenzen

CAS: 108-88-3

Vzorec: C₇H₈

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	92,14
Hustota:	0,87 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H225-H304-H361D-H373-H315-H336



TOLUEN technický

Čistota	Balení	Katalogové číslo
technický	700 ml	T 06502
technický	4 l	T 06503
technický	9 l	T 06504



TOLUEN

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, čistý	1 l	T 06301
min 99 %, čistý	2,5 l	T 06302
min 99 %, p.a.	1 l	T 06101
min 99 %, p.a.	2,5 l	T 06102

TOLUEN

Čistota	Balení	Katalogové číslo
ROTISOLV® LSC min 99,5 %, pro kapalnou scintilaci	1 l	R.3107.1
ROTISOLV® LSC min 99,5 %, pro kapalnou scintilaci	2,5 l	R.3107.2
ROTISOLV® UV/IR-Grade min 99,8 %	2,5 l	R.4445.1
ROTIPURAN® min 99,5 % p.a., ACS, ISO	1 l	R.7115.1
ROTIPURAN® min 99,5 % p.a., ACS, ISO	2,5 l	R.7115.2
ROTIPURAN® min 99,5 % p.a., ACS, ISO	5 l	R.7115.3
ROTIPURAN® min 99,5 % p.a., ACS, ISO	25 l	R.7115.4
min 99,5 %, pro syntézu	1 l	R.9558.1
min 99,5 %, pro syntézu	2,5 l	R.9558.3
min 99,5 %, pro syntézu	10 l	R.9558.2
min 99,5 %, pro syntézu	25 l	R.9558.4
ROTISOLV® GC Ultra Grade min 99,8 %	2,5 l	R.KK46.1
ROTISOLV® Pestilyse® min 99,8 %	1 l	R.T166.2
ROTISOLV® Pestilyse® min 99,8 %	2,5 l	R.T166.1
ROTISOLV® Pestilyse® min 99,8 %	4 l	R.T166.3
ROTISOLV® Pestilyse® plus min 99,8 %	2,5 l	R.7591.1

TOLUEN ROTISOLV® HPLC

Filtrovaný přes 0,2µm membránový filtr, plněný pod inertním plynem

Technické parametry

Obsah (GC):	min 99,9 %
Voda (KF):	max 0,01 %
Acidita:	max 0,001 %

Odparek: max 0,0005 %

Vlnová délka (nm)	350	300	290
Min propustnost (%T)	99	80	50

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99,9 %, pro HPLC	1 l	T 06702
min 99,9 %, pro HPLC	2,5 l	T 06701
min 99,9 %, pro HPLC	4 x 2,5 l	T 06701.4

TOLUEN ROTIDRY® max 50 ppm H₂O

Velmi nízký obsah vody a extrémně vysoká čistota

- Plněný pod inertním plynem
- Filtrován přes 0,2µm membránový filtr

Technické parametry

Obsah (GC):	min 99,5 %
Voda (KF):	max 0,005 %
Acidita:	max 0,0005 meq/g
Odparek:	max 0,0005 %

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99,5 %	1 l	R.AE06.1

Aby zůstala ROTIDRY® rozpouštědla suchá i po otevření a během skladování, doporučujeme použití [molekulových sít](#) jako sušidla během skladování.

TOLUEN ROTIDRY® Sept max 30 ppm H₂O

Velmi nízký obsah vody a extrémně vysoká čistota

- Láhev je opatřena septem
- Plněno pod inertním plynem

Technické parametry

Obsah (GC):	min 99,5 %
Voda (KF):	max 0,003 %
Acidita (jako CH ₃ COOH):	max 0,002 %
Odparek:	max 0,001 %

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99,5 %	250 ml	R.5191.1