

TOTU

O-[(Ethoxykarbonyl)kyanomethylenamino]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborát
Kaplingové činidlo pro syntézu peptidů

CAS: 136849-72-4

Vzorec: C₁₀H₁₇BF₄N₄O₃


Technické parametry

Molekulová hmotnost:

328,08

Bezp. věty (GHS):

H302-H315-H319-H335



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %	5 g	R.2125.1
min 99 %	25 g	R.2125.2
min 99 %	100 g	R.2125.3