

Toulce na pipety

Kovová pouzdra pro skladování a sterilizaci různě dlouhých pipet



Toulec hliníkový


Hranaté toulce s nastavitelnou délkou

- Pouzdro z hliníku, vnitřní spodní a horní část toulce potažená silikonem
- Víko toulce se nasune na spodní část do polohy odpovídající délce pipet
- Obdélníkový tvar brání kutálení toulce na stole

Technické parametry

Materiál:	hliníkový plech
Rozměry spodní části toulce:	vnější 62 x 62 mm vnitřní 60 x 60 mm
Rozměry víka vnější:	68 x 68 mm

Nastavitelná délka (mm)	Délka víka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
160-200	110	1	P289200
235-305	110	1	P289250
315-385	110	1	P289300
315-485	210	1	P289350



Toulec univerzální VARICON

Hliníkový válcový toulec s nastavitelnou délkou

- Víko toulce se nasune na spodní část do polohy odpovídající délce pipet
- Toulce VARICON RK pro krátké pasteurovy pipety délky 145 až 235 mm
- Toulce VARICON RS pro všechny standardní pipety délky 280 až 420 mm

Technické parametry

Materiál:	hliníkový plech
Průměr:	60 mm

Typ	Nastavitelná délka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
VARICON RK	145-235	1	R697871
VARICON RS	280-420	1	R697971

Silikonovou vložku na dno toulce objednávejte samostatně



Vložka silikonová pro toulce VARICON

Ochrana konců pipet před rozbitím při prudkém pohybu

Technické parametry

Materiál:	Silikonová guma
Síla:	2 mm

Průměr: 58 mm

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Silikonová vložka	1	S523213

Toulec nerezový

Válcový toulec z leštěné nerezové oceli s víkem

- Pouzdro z nerez oceli se silikonovou vložkou ve víku a na dně válce
- Uzavíratelné otvory ve víku pro vyrovnání tlaku během sterilizace

Technické parametry

Materiál: nerez plech

Délka (mm)	Průměr (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
380	65	1	R384131
380	80	1	R384331
500	80	1	R384431



Toulec hliníkový

Toulec nerezový hranatý

- Pouzdra z nerez oceli se silikonovou vložkou ve víku a na dně válce

Technické parametry

Materiál: nerez plech

Rozměry: 70 x 70 mm

Balení: 1 ks

Celková délka (mm)	Maximální délka pipet (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
210	180	1	R386861

290	257	1	R386961
430	412	1	R387161



Toulece nerezový hranatý