

Transiluminátory | HEROLAB

Pro fluorescenční excitaci elektroforetických gelů a chromatogramů

- Výbojky a filtry pro vlnové délky 254, 312 a 365 nm
- Modely s různě velkou plochou filtru
- Vynikající homogenita světelného pole
- Modely STANDARD a ekonomická varianta ECONOMY pro běžné použití
- Ochranný UV kryt modelů STANDARD fixovatelným v libovolné poloze jako součást dodávky
- Odnímatelný UV kryt pro modely ECONOMY nutno objednat samostatně

Technické parametry

Model	Filtr	Použití
S	254 nm	ethidium bromid, akridinová oranž
M	312 nm	ethidium bromid, RNA/DNA analýza, fotodokumentace
L	365 nm	běžná fluorescence, TLC, soudní lékařství



Transiluminátor UVT-14 a UVT-22 ECONOMY

Technické parametry

Plocha filtru:	110 x 140 mm - model UVT 14 140 x 220 mm - model UVT 22
Výbojky:	4 x 6 W
Materiál skříně:	lakovaný plech
Rozměry (š x h x v):	266 x 186 x 80 mm

Model	Vlnová délka (nm)	Katalogové číslo
UVT-14 SE	254	X296110
UVT-14 ME	312	X296120
UVT-14 LE	365	X296130

UVT-22 SE	254	X296150
UVT-22 ME	312	X296162
UVT-22 LE	365	X296171



Transiluminátor UVT-20 STANDARD

- Regulace intenzity 75/100 % - kromě modelu UVT-20 SML

Technické parametry

Plocha filtru:	200 x 200 mm
Výbojky:	8 W
Materiál skříně:	lakovaný plech
Rozměry (š x h x v):	470 x 340 x 135 mm

Model	Vlnová délka (nm)	Katalogové číslo
UVT-20 S	254	X296000
UVT-20 SM	254 + 312	X297650
UVT-20 SL	254 + 365	X297670
UVT-20 SML	254 + 312 + 365	X297600
UVT-20 S / W	254 + bílé světlo	X297500
UVT-20 M	312	X296500
UVT-20 ML	312 + 365	X297660
UVT-20 M / W	312 + bílé světlo	X297510
UVT-20 L	365	X297000
UVT-20 L / W	365 + bílé světlo	X297520



Transiluminátor UVT-20 ECONOMY

Technické parametry

Plocha filtru:	200 x 200 mm
Materiál skříně:	lakovaný plech
Rozměry (š x h x v):	316 x 310 x 80 mm

Model	Vlnová délka (nm)	Výbojky	Katalogové číslo
UVT-20 SE	254	6 x 8 W	X297003
UVT-20 ME	312	6 x 8 W	X297002
UVT-20 LE	365	6 x 8 W	X297001



Transilluminator UVT-20 ECONOMY s krytem

UV kryt odnímatelný pro modely ECONOMY

Popis	Katalogové číslo
UV kryt pro modely UVT-14 a UVT-22	X295908
UV kryt pro modely UVT-20 a UVT-28	X295909



Náhradní výbojková trubice

Pro typ	Model	Vlnová délka (nm)	Výkon (W)	Katalogové číslo
UVT-14 a UVT-22	S	254	6	X298480
UVT-14 a UVT-22	M	312	6	X298490
UVT-14 a UVT-22	L	365	6	X298500
UVT-20 a UVT-28	S	254	8	X298430
UVT-20 a UVT-28	M	312	8	X298440
UVT-20 a UVT-28	L	365	8	X298450
UVT-20 a UVT-28	W	bílé světlo	6	X298460



Náhradní výbojková trubice