

## Třepačka KL2 | EDMUND BÜHLER

Univerzální třepačka s orbitálním i reciprokým pohybem

- Posuvné upínací válce pro uchycení nádob, stojánků a děliček
- Elektronická regulace rychlosti třepání a času
- Páka pro jednoduché přepnutí z orbitálního pohybu na reciproké třepění

### Technické parametry

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Maximální zatížení:  | 2 kg                              |
| Frekvence třepání:   | 30-420 ot/min                     |
| Výkyv:               | 8 mm                              |
| Časovač :            | 0 až 120 min, nebo kontinuálně    |
| Rozměry plošiny:     | 300 x 300 mm                      |
| Příkon:              | 33 W                              |
| Pracovní prostředí:  | +5 až 50 °C, max 85% rel. vlhkost |
| Rozměry (š x h x v): | 355 x 455 x 195 mm                |
| Hmotnost:            | 13,5 kg                           |



Třepačka KL2

| Popis        | Katalogové číslo |
|--------------|------------------|
| Třepačka KL2 | O611500          |

Třepačku dodáváme s plošinou s protiskluznou gumovou podložkou a třemi posuvnými upínacími válci typu H.

### Upínací válce

- Upínací válce pro nádoby, děličky a jiné horizontální nádoby
- Mezi upínací válce lze sevřít nerezové stojánky s naklápěcím držákem - viz třepačky KS15

| Popis | Katalogové číslo |
|-------|------------------|
|-------|------------------|

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Upínací válec H                              | O050118 |
| Upínací válec V*                             | O050477 |
| Upínací válec s pérovými svorkami na děličky | O050207 |
| Upínací válec s úchyty na děličky            | O050206 |

\* Pro použití s válcem H pro bezpečné upevnění horizontálních a vysokých nádob (max. vzdálenost 60 mm)



Upínací válec s pérovými svorkami na děličky



Upínací válec V\*