

Třepačka mikrotitračních destiček MONOSHAKE VARIOMAG®

Bezmotorová třepačka na 1 mikrotitrační destičku

- Automatický pomalý start zabraňuje vystříknutí a smíchání vzorků
- Přímá regulace otáček, pouze orbitální pohyb
- Pro 96 nebo 384 jamkové destičky
- Minimální rozměry díky principu rotujícího elektromagnetického pole

Technické parametry

Frekvence třepání:	100-2 000 ot./ min
Výkyv:	2 mm
Napájení:	síťový adaptér 12 V
Rozměry (š x h x v):	146 x 103 x 47 mm
Hmotnost:	2,1 kg



Popis	Katalogové číslo
MONOSHAKE včetně zdroje 12 V	Q511100