

Třepačka Multi Reax | HEIDOLPH

Všestranná třepačka s univerzálními nastavci pro zkumavky a mikrozukmavky

- Snadné a pevné uchycení zkumavek a mikrozukmavek v nastavcích
- Přístroj je vybaven nastavcem pro 26 zkumavek průměru 10 - 16 mm, max. délky 160 mm a nastavcem pro 12 zkumavek průměru 16 - 32 mm, max. délky 120 mm
- Plynulá regulace otáček, dobu třepání lze nastavit pomocí časovače, po ukončení třepání zazní zvukový signál
- Digitální displej pro přesné nastavení otáček a časovače
- Výrobce poskytuje na třepačku prodlouženou záruku 3 roky

Technické parametry

Maximální zatížení:	1,5 kg
Frekvence třepání:	150 - 2 000 rpm
Pohyb:	orbitální
Výkyv:	3 mm
Časovač :	1 až 999 minut, nebo kontinuální režim
Krytí :	IP 30
Rozměry (š x h x v):	270 x 410 x 172 mm
Hmotnost:	9,8 kg



Třepačka Multi Reax | HEIDOLPH

Popis	Katalogové číslo
Třepačka Multi Reax	H545100

Třepačku Multi Reax dodáváme včetně obou nastavců pro zkumavky a návodem