

TRIFENYLFOSFIN


trifenylfosfan, PPh_3

CAS: 603-35-0

Vzorec: $\text{P}(\text{C}_6\text{H}_5)_3$

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	262,29
Hustota:	1,19 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H302-H317-H373-H413



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99,5 %, pro syntézu	10 g	R.4110.1
min 99,5 %, pro syntézu	100 g	R.4110.2
min 99,5 %, pro syntézu	250 g	R.4110.3
min 99,5 %, pro syntézu	1 kg	R.4110.4