

TRIS


tris-(hydroxymethyl)-aminomethan

CAS: 77-86-1

Vzorec: C₄H₁₁NO₃

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	121,14
Rozpustnost:	800 g/l H ₂ O při 20 °C
Bezp. věty (GHS):	H315-H319-H335



TRIS

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, čistý	500 g	T 11301
min 99,5 %, p.a.	500 g	T 11101

TRIS krystalický

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %	500 g	R.2449.1
min 99 %	1 kg	R.2449.2
min 99 %	5 kg	R.2449.3
min 99 %	10 kg	R.2449.4
min 99 %	25 kg	R.2449.5

TRIS PUFFERAN® p.a.

Pro citlivé testy v molekulární biologii a cytologii

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99,9 %	250 g	R.4855.6
min 99,9 %	500 g	T 09501
min 99,9 %	1 kg	T 09502
min 99,9 %	2,5 kg	T 09505
min 99,9 %	5 kg	T 09503
min 99,9 %	10 kg	T 09504
min 99,9 %	25 kg	R.4855.7

TRIS PUFFERAN® ultra kvality

Pro všechny standardní aplikace

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99,9 %	500 g	T 08501
min 99,9 %	1 kg	T 08502
min 99,9 %	2,5 kg	R.5429.5
min 99,9 %	5 kg	T 08503
min 99,9 %	10 kg	T 08504

TRIS PUFFERAN® Buffer Grade

Pro elektroforetické pufrы a oplachovací roztoky

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99,3 %	500 g	R.AE15.1
min 99,3 %	1 kg	R.AE15.2
min 99,3 %	2,5 kg	R.AE15.6
min 99,3 %	5 kg	R.AE15.3
min 99,3 %	10 kg	R.AE15.4
min 99,3 %	25 kg	R.AE15.5

TRIS Ph.Eur., USP

Farmaceutická kvalita (tromethamin)

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %	500 g	R.A411.1
min 99 %	1 kg	R.A411.2

min 99%	2,5 kg	R.A411.4
min 99 %	5 kg	R.A411.3

TRIS CELLPURE®

Pufr s nízkým obsahem endotoxinů, určený speciálně pro biotechnologické a "Life Science" aplikace (buněčné a tkáňové kultury)

Technické parametry

Obsah endotoxinů: max 0,03 E.U./mg

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99,9 %	100 g	R.3170.1
min 99,9 %	500 g	R.3170.2

TRIS Blotting-Grade

Pro Western-Blotting a imunodetekci

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99,9 %	250 g	R 01881
min 99,9 %	500 g	R 01882
min 99,9 %	1 kg	R 01883
min 99,9 %	2,5 kg	R 01884