

Trouba mikrovlnná | ETA

Pro rozmrazování, rychlý ohřev, rozechřívání agarů a agarózy

- Pohodlné mechanické ovládání a 35minutový časovač
- Funkce rozmrazování, přehřívání, vaření
- Skleněný otočný talíř o Ø 25,5 cm, lakovaný interiér
- Se systémem rovnoměrné distribuce mikrovln

Technické parametry

Objem:	20 l
Regulace výkonu :	5 stupňů + 1 stupeň rozmrazování
Časovač :	35 min
Mikrovlnný výkon:	700 W
Rozměry vnější (š x h x v):	445 x 355 x 260 mm
Rozměry vnitřní (š x h x v):	306 x 306 x 208 mm
Hmotnost:	11,44 kg



Trouba mikrovlnná



Trouba mikrovlnná

Popis	Katalogové číslo
Mikrovlnná trouba	L719790