

Trubice vzorkovací pro granulované a krystalické materiály

Sterilizovatelné trubice s vpichovou nožovou částí

- Pro odběr chemických, farmaceutických a potravinářských vzorků
- Vzorky se z dutiny trubice přesypou přímo do nádoby otevřeným koncem rukojeti

Technické parametry

Materiál:	nerezová ocel V4A
Průměr trubice :	45 mm
Maximální průměr částic odebíraného materiálu:	10 mm



Popis	Délka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Vzorkovací trubice	400	1	I560421
Vzorkovací trubice	800	1	I560521