

TRYPSIN inhibitor

Ze sojových bobů

CAS: 9035-81-8

- Inhibuje trypsin, chymotrypsin, plasmin, kallikrein, thrombin a některé další proteolytické enzymy

Technické parametryZásobní roztok: 10 mg/ml v H₂O, PBS nebo v jiném fosfátovém pufru (skladování v jednotlivých dávkách při -20°C)

Pracovní roztok: 1-100 µg/ml

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 7 000 BAEE U/mg neobsahuje příměsi solí	100 mg	R527951
min 7 000 BAEE U/mg neobsahuje příměsi solí	250 mg	R527954
min 7 000 BAEE U/mg neobsahuje příměsi solí	500 mg	R527955
min 7 000 BAEE U/mg neobsahuje příměsi solí	1 g	R527952
min 7 000 BAEE U/mg neobsahuje příměsi solí	5 g	R.5279.3
min 10 000 BAEE U/mg	25 mg	R.2949.1
min 10 000 BAEE U/mg	100 mg	R.2949.2
min 10 000 BAEE U/mg	250 mg	R.2949.3
min 10 000 BAEE U/mg	500 mg	R.2949.4
min 10 000 BAEE U/mg	1 g	R.2949.5