

UHLIČITAN SODNÝ MONOHYDRÁT**CAS:** 5968-11-6**Vzorec:** $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ **Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	124,00
Hustota:	2,25 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H319

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, čistý	500 g	R.0474.1
min 99 %, čistý	1 kg	R.0474.2
min 99 %, čistý	2,5 kg	R.0474.3
min 99 %, čistý	5 kg	R.0474.4
min 99,5 %, p.a., ACS	100 g	R.2597.1
min 99,5 %, p.a., ACS	500 g	R.2597.2