

Ultrazvuková lázeň Emmi-08 STH | EMAG

Malá lázeň pro ultrazvukové čištění drobných předmětů s ohřevem

- Plně profesionální ultrazvuková čistička vhodná i pro nepřetržitý provoz
- Komplet s víkem a vkladacím košíkem z nerezové oceli

Technické parametry

Objem vany:	0,8 l
Vnitřní rozměry vany (d x š x v) :	180 x 90 x 50 mm
Vnitřní rozměry vkladacího košíku:	155 x 65 x 40 mm
Frekvence:	40 kHz
Ultrazvukový výkon:	60 W
Teplotní rozsah:	20 až 80 °C
Časový spínač:	1 - 15 min
Materiál vany a vnějšího pláště:	nerezová ocel 1.4301
Krytí :	IP 32
Topný výkon:	120 W
Celkový příkon:	200 W
Napájení:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Rozměry (d x š x v):	205 x 135 x 190 mm
Hmotnost:	2,2 kg



Ultrazvuková čistička Emmi-08 STH

Popis	Katalogové číslo
Ultrazvuková lázeň Emmi-08 STH	R.CLL5.1