

UTP (Uridintrifosfát)


Uridin-5'-trifosfát v roztoku

CAS: 19817-92-6

Vzorec: C₉H₁₂N₂O₁₅P₃

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	481,11 g/mol
Molární extinkční koeficient ϵ_{262} :	10,0 l.mmol ⁻¹ .cm ⁻¹
Teplota skladování:	+20 °C



UTP v roztoku

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 99 %, 100 mM roztok	250 µl	plast	R.K046.1