

Uzávěr bakteriologický kovový pro kultivační baňky

Uzávěr s pružným uchycením na vnější stěnu hrdla baňky

- Vhodný pro Erlenmeyerovy kultivační baňky

Technické parametry

Průměr hrdla:	37/39 mm
Materiál:	barevně eloxovaný hliník



Uzávěr bakteriologický kovový pro kultivační baňky

Popis	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
Uzávěr na kultivační baňku	stříbrná	10	R139571
Uzávěr na kultivační baňku	modrá	10	R139671
Uzávěr na kultivační baňku	červená	10	R139771