

Uzávěr bakteriologický PP na zkumavky

Uzávěry se stejnými vlastnostmi (odpařování, sterilita) jako kovové uzávěry

- Vnitřní těsnění pro pevné nasazení

Technické parametry

Materiál: netoxický PP

Velikost: odpovídá vnějšímu průměru zkumavky nebo hrdla baňky (v mm)



Bakteriologický uzávěr

Velikost	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
13	šedá	100	R.CXK0.1
16	šedá	100	R.CXK1.1
18	šedá	100	R.CXK2.1
20	šedá	100	R.CXK3.1
20	červená	50	V072001
25	šedá	50	R.CXK4.1
25	přírodní	50	V072501
38	šedá	50	R.CXK5.1