

Uzávěr Premium GL 45 pro extrémní podmínky | DURAN®

Mimořádně chemicky a teplotně odolný uzávěr a vylévací kroužek pro láhve DURAN® se závitem

- Bez přísadků barviv a barevných pigmentů - vyhovuje FDA/USP/EP
- Uzávěr lze autoklávovat a horkovzdušně sterilizovat
- Silikonová těsnicí vložka uvnitř uzávěru je oboustranně potažena PTFE
- Vhodné pro všechny láhve se šroubením GL 45

Technické parametry

Materiál:	TPCh260 (materiál podobný PFA)
Teplotní stabilita:	-196 až +260 °C



Uzávěr Premium GL 45 pro extrémní podmínky



Vylévací kroužek Premium GL 45 pro extrémní podmínky

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Uzávěr Premium GL 45	5	I317921
Vylévací kroužek Premium GL 45	5	I318021