

Uzávěr hliníkový LABOCAP

Zátka s pružným uchycením na vnější stěnu hrdla zkumavky či Erlenmayerovy baňky

- K uzavření zkumavek s přímým hrdlem a kultivačních baněk
- K čištění používejte neutrální čistič

Technické parametry

Materiál:	barevně eloxovaný hliník
Materiál pružiny:	chromniklová ocel
Teplotní stáblita:	do 140 °C



Uzávěr hliníkový LABOCAP

Pro vnější průměr hrdla nádoby (mm)	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
9 - 10	stříbrná	100	R.LL88.1
12 - 13	stříbrná	100	R.K375.1
12 - 13	modrá	100	R.K385.1
12 - 13	červená	100	R.K390.1
12 - 13	žlutá	100	R.LL91.1
12 - 13	zelená	100	R.LN06.1
12 - 13	černá	100	R.LN08.1
12 - 13	fialová	100	R.LN09.1
14 - 15	stříbrná	100	R.K376.1
14 - 15	modrá	100	R.LN10.1
15 - 16	stříbrná	100	R.K377.1
15 - 16	modrá	100	R.K387.1
15 - 16	červená	100	R.K392.1
15 - 16	žlutá	100	R.LN11.1
15 - 16	zelená	100	R.LN12.1
15 - 16	černá	100	R.LN14.1
15 - 16	fialová	100	R.LN15.1

17 - 18	stříbrná	100	R.K378.1
17 - 18	modrá	100	R.K388.1
17 - 18	červená	100	R.K393.1
17 - 18	žlutá	100	R.LN16.1
17 - 18	zelená	100	R.LN17.1
17 - 18	černá	100	R.LN19.1
17 - 18	fialová	100	R.LN20.1
19 - 20	stříbrná	100	R.K379.1
19 - 20	modrá	100	R.K389.1
19 - 20	červená	100	R.LN21.1
19 - 20	žlutá	100	R.LN22.1
19 - 20	zelená	100	R.LN23.1
21 - 23	stříbrná	100	R.LN27.1
24 - 26	stříbrná	100	R.K381.1
24 - 26	modrá	100	R.LN30.1
24 - 26	červená	100	R.LN31.1
28 - 30	stříbrná	100	R.K382.1