

Váha kapesní CM | KERN

Elektronická váha v pouzdře chránícím před poškozením

- Automatické vypnutí, funkce TARE
- Kapesní kalkulačka zabudovaná ve víku váhy
- Váhu dodáváme včetně baterií

Technické parametry

Miska :	80 x 70 mm
Napájení:	2 x 1,5 V baterie AAA
Rozměry (š x h x v):	85 x 130 x 25 mm
Hmotnost:	180 g



Váha kapesní CM

Model	Váživost (g)	Citlivost (g)	Katalogové číslo
CM 150-1	150	0,1	R696171
CM 320-1	320	0,1	R692371
CM 1 K1N	1000	1	R692471