

Váha přenosná přesná Highland™ | ADAM EQUIPMENT

Přesné přenosné váhy pro laboratorní, terénní nebo průmyslové použití

- Ruční HandiCal interní kalibrace se zabudovaným vnitřním kalibračním závažím
- Velký podsvícený kontrastní LCD displej, nerezová miska, odnímatelný protiprůvanový kryt
- Volba 15 váhových jednotek, nulování a tára v celém rozsahu
- Ochrana ShockProtect™ proti přetížení až do 200 kg
- Sčítání vah, počítání kusů, procentuální vážení, podvěsné vážení
- Libela a neklouzavé nastavitelné nožičky
- Standardně zabudované USB a RS232 rozhraní
- Automatické vypnutí po nastavitelné době nečinnosti, indikátor vybité baterie
- Prodloužená záruka 3 roky

Technické parametry

Doba stabilizace:	2 vteřiny
Průměr misky:	120 mm (145 mm pro HCB 6001)
Rozměry protiprůvanového krytu:	průměr 132 mm, výška 100 mm
Napájení:	síťový adaptér 12V, 800 mA nebo vnitřní dobíjecí baterie
Celkové rozměry bez krytu (š x h x v):	170 x 245 x 80 mm
Hmotnost:	2 kg



Přenosná přesná váha Highland



Přenosná přesná váha Highland

Model	Váživost (g)	Rozlišení (g)	Linearita (±g)	Katalogové číslo
HCB 123	120	0,001	0,003	D830123
HCB 153	150	0,005	0,01	D830153
HCB 302	300	0,01	0,02	D830302
HCB 602H	600	0,01	0,02	D830602
HCB 1002	1 000	0,01	0,02	D831002
HCB 1502	1 500	0,05	0,1	D831502
HCB 2202	2 200	0,01	0,04	D832201
HCB 3001	3 000	0,1	0,2	D833001
HCB 6001	6 000	0,1	0,2	D836001

Váhy dodáváme včetně AC síťového adaptéru, závěsu pro podvěsné vážení a vnitřní, snadno dostupné dobíjecí baterie.

Na poptání můžeme dodat i schválené váhy HCB 602M, HCB 1002M a HCB 5001M dle OIML EC 3041.