

Váha školní CORE | ADAM EQUIPMENT

Školní a laboratorní váhy s jednoduchým intuitivním ovládáním

- Velký LCD displej s možností nastavení podsvícení (kontinuální, pouze během vážení, vypnuté), membránová klávesnice
- Externí kalibrace, funkce TARE v celém rozsahu
- Zdvojené tlačítko TARE pro ovládání pravou i levou rukou
- Vážní miska z nerezové oceli, kryt z ABS, výškově nastavitelné nožky
- Váhy s průměrem vážní misky 120 mm jsou dodávány s protiprůvanovým krytem
- Volba vážicích jednotek (g, kg, lb, oz, N, GN, ct, dr a tl.T)
- Ochrana proti přetížení, automatické vypnutí po dlouhodobé nečinnosti
- Prodloužená záruka 3 roky

Technické parametry

Rozměry (š x h x v):

171 x 250 x 80 mm

Napájení:

AC síťový adaptér nebo 6x AA baterie



www.p-lab.cz

Váha školní CORE

Model	Váživost (g)	Rozlišení (g)	Reprodukovatelnost (g)	Průměr misky (mm)	Katalogové číslo
CQT 202	200	0,01	+mn0,02	120	D000202
CQT 251	250	0,1	+mn0,1	120	D000251
CQT 601	600	0,1	+mn0,1	120	D000601
CQT 1501	1 500	0,1	+mn0,1	120	D001501
CQT 2000	2 000	1	+mn1	145	D002000
CQT 2601	2 600	0,1	+mn0,1	145	D002601
CQT 5000	5 000	1	+mn1	145	D005000

Váhy CORE dodáváme včetně síťového adaptéru a háčku pro podvěsné vážení. Baterie nejsou součástí dodávky.