

Váha školní EMB | KERN

Jednoduché bateriové předvážky pro školní a laboratorní použití

- Externí kalibrace, funkce TARE
- Kompaktní a robustní váhy s velkým LCD displejem
- Funkce AUTO-OFF vypne váhy po 3 minutách nečinnosti

Technické parametry

Rozměry:	170 x 240 x 38 mm
Hmotnost:	cca 600 g
Napájení:	9 V baterie nebo síťový zdroj



Váha školní EMB

Model	Váživost (g)	Rozlišení (g)	Linearita (g)	Ø misky (mm)	Rozměry (mm) (š x h x v)	Katalogové číslo
EMB 100-3	100	0,001	+mn0,005	82	170 x 240 x 54	I170941
EMB 200-3	200	0,001	+mn0,005	82	170 x 240 x 54	I296941
EMB 200-2	200	0,01	+mn0,02	105	170 x 240 x 39	I300671
EMB 500-1	500	0,1	+mn0,2	150	170 x 240 x 39	I502021
EMB 600-2	600	0,01	+mn0,03	105	170 x 240 x 39	I501921
EMB 1000-2	1 000	0,01	+mn0,05	150	170 x 240 x 54	I171041
EMB 1200-1	1 200	0,1	+mn0,3	150	170 x 240 x 39	I502121
EMB 2000-2	2 000	0,01	+mn0,05	150	170 x 240 x 54	I297041
EMB 2200-0	2 200	1	+mn2	150	170 x 240 x 39	R741571
EMB 3000-1	3 000	0,1	+mn0,3	150	170 x 240 x 39	I016241
EMB 5.2 K1	5 200	1	+mn3	150	170 x 240 x 39	I502221
EMB 5.2 K5	5 200	5	+mn10	150	170 x 240 x 39	R741671
EMB 6000-1	6 000	0,1	+mn0,3	150	170 x 240 x 39	I297141
Síťový zdroj	Síťový zdroj	Síťový zdroj	Síťový zdroj	Síťový zdroj	Síťový zdroj	R741771

Váhy dodáváme včetně baterie, ale bez síťového zdroje - objednejte samostatně.