

Váha školní přenosná CB | ADAM EQUIPMENT

Malá praktická bateriová váha s kulatou odnímatelnou nerez miskou

- Jednoduché ovládání pomocí tří tlačítek, funkce TARE, volba vážících jednotek (g, oz a lb).
- Kontrastní zelený podsvícený LCD displej pro snadné odečítání výsledku vážení i při nízké intenzitě osvětlení.
- Odolná odnímatelná nerez miska pro snadné čištění.
- Stavitelné nožičky a vodováha pro vodorovné usazení vah.
- Externí automatická kalibrace závaží, které odpovídá maximální váživosti vah.
- Automatické vypnutí vah po 4 minutách nečinnosti.
- Indikace vybité baterie, alternativní napájení ze sítě pomocí AC adaptéru.

Technické parametry

Průměr misky:	130 mm
Materiál misky:	nerez ocel 304
Napájení:	2 x AA baterie nebo 6 V, 200 mA síťový AC adaptér
Pracovní teplota:	0 až 40 °C
Rozměry (š x h x v):	160 x 205 x 45 mm
Hmotnost:	385 g



Školní váha CB

Model	Váživost (g)	Rozlišení (g)	Linearita ($\pm$ g)	Katalogové číslo
CB 501	500	0,1	0,2	D320501
CB 1001	1 000	0,1	0,2	D321001
CB 3000	3 000	1,0	2,0	D323000
AC adaptér pro váhy řady CB	AC adaptér pro váhy řady CB	AC adaptér pro váhy řady CB	AC adaptér pro váhy řady CB	D321111

Váhy se dodávají včetně baterií. AC adaptér nutno objednat samostatně.