

Váha školní přenosná DUNE™ | ADAM EQUIPMENT

Lehká bateriová váha s plastovou čtvercovou miskou a pevnou konstrukcí z ABS plastu pro použití v laboratoři i terénu

- Jednoduché ovládání pomocí tří tlačítek, funkce TARE, volba vážících jednotek (g, oz a lb)
- Velký dobře čitelný pětimístný LCD displej, barevně kódovaná tlačítka
- Externí automatická kalibrace závaží, které odpovídá maximální váživosti vah
- Automatické vypnutí vah po 4 minutách nečinnosti
- Ochrana proti přetížení, vodotěsná konstrukce klávesnice a displeje chrání váhu při nechtěném polití
- Model DCT 302 s protiprůvanovým krytem

Technické parametry

Rozměr misky:	145 x 145 mm
Doba stabilizace:	2 vteřiny
Napájení:	12 V, 150 mA AC síťový adaptér nebo 6 x AA baterie
Pracovní teplota:	0 až 40 °C
Rozměry (š x h x v):	147 x 208 x 40 mm
Hmotnost:	480 g



Školní váha DUNE

Model	Váživost (g)	Rozlišení (g)	Linearita ($\pm$ g)	Katalogové číslo
DCT 302	300	0,01	0,02	D430302
DCT 201	200	0,1	0,2	D430201
DCT 601	600	0,1	0,2	D430601
DCT 2001	2 000	0,1	0,2	D432001
DCT 2000	2 000	1,0	2,0	D432000
DCT 5000	5 000	2,0	4,0	D435000

Váhy dodáváme včetně síťového AC adaptéru, bez baterie