

Váhy analytické Practum® SARTORIUS

Přesné, mimořádně odolné a spolehlivé váhy s rozlišením na 0,1 mg

- Jednoduché ovládání pomocí velkého dotykového displeje
- Externí kalibrace, 20 volitelných váhových jednotek
- Počítání částic, maximální hodnota, procenta, vážení za nestabilních podmínek
- Miska z nerez oceli s ochranným krytem, podvěsné vážení
- Robustní konstrukce zaručuje dlouhodobé bezproblémové používání
- Trojstranně otevíratelný skleněný ochranný kryt proti průvanu
- Kryt je možné sejmut a po rozebrání lze skleněné části umýt v myčce
- Mini USB pro připojení tiskárny, nebo pro přímý přenos dat do kancelářských programů Microsoft Office bez nutnosti instalace dalšího speciálního softwaru
- Programovatelný interval přenosu dat, automatické rozpoznání tiskárny Sartorius YPD40
- Velké stavitelné přední nožičky a vodováha pro rovné usazení vah

Technické parametry

Typický stabilizační čas:	2 vteřiny
Průměr misky:	90 mm
Výška ochranného krytu :	209 mm
Napájení:	12-18 V DC adaptér
Rozměry (š x h x v):	216 x 360 x 320 mm
Hmotnost:	4,5 kg



Model	Váživost (g)	Rozlišení (mg)	Reprodukovatelnost (mg)	Linearita (mg)	Katalogové číslo
64-1S	60	0,1	+mn0,1	+mn0,2	R.AHC2.1
124-1S	120	0.1	+mn0,1	+mn0,2	I444641
224-1S	220	0.1	+mn0,1	+mn0,2	I444541

Univerzální síťový adaptér (100-240 V) je součástí dodávky