


Váhy laboratorní přesné Quintix® SARTORIUS

Prémiové přesné laboratorní váhy, navržené a vyrobené v Německu

- Interní, plně automatická, teplotně a časově kontrolovaná "isoCAL" kalibrace, nebo manuální externí kalibrace
- Velký dotykový displej pro snadné ovládání s jednoduchou navigací v menu
- Volitelně 10 různých jazyků a 20 mezinárodních váhových jednotek
- Počítání částic, maximální hodnota, procenta, hustota, vážení za nestabilních podmínek
- Speciální laboratorní funkce jako statistika, vážení složek, přepočítávací faktor
- Robustní konstrukce, povrch odolný vůči chemikáliím
- Miska z nerez oceli s ochranným krytem, podvěsné vážení
- Velké stavitelné přední nožičky a vodováha pro rovné usazení vah
- Mini USB pro připojení tiskárny, nebo pro přenos dat do MS Excel - odpovídá požadavkům GLP a GMP
- Programovatelný interval přenosu dat, automatické rozpoznání tiskárny Sartorius YPD40
- Supervizorské přístupové heslo pro zabránění nežádoucí manipulace



Váhy laboratorní přesné s rozsahem 210 až 510 g

Přesné váhy s rozlišením na 1 mg

- Modely s trojstranně otevíratelným skleněným ochranným krytem proti průvanu

Technické parametry


Typický stabilizační čas:	1 vteřina
Průměr misky:	120 mm
Výška ochranného krytu :	209 mm
Napájení:	12-18 V DC adaptér
Rozměry (š x h x v):	216 x 360 x 320 mm
Hmotnost:	4,9 kg

Model	Váživost (g)	Rozlišení (g)	Reprodukovatelnost (g)	Linearita (g)	Katalogové číslo
213-1S	210	0,001	±0,001	±0,002	I446541

313-1S	310	0,001	±0,001	±0,002	I446341
513-1S	510	0,001	±0,001	±0,002	I446141

Univerzální síťový adaptér (100-240 V) je součástí dodávky

Za příplatek 5 510,00 Kč lze objednat továrně ověřené váhy (CEU) s EC certifikátem D12-09-014



Váhy laboratorní přesné s rozsahem 610 až 5 100 g

Technické parametry

Typický stabilizační čas: modely 612, 1102, 2102, 5101 a 5100 - 1,5 vteřiny modely 3102 a 5102 - 1 vteřina

Průměr misky: 180 mm

Napájení: 12-18 V DC adaptér

Rozměry (š x h x v): 216 x 360 x 95 mm

Hmotnost: 4,7 kg modely 612, 1102, 2102, 5101 a 5100, 5,2 kg modely 3102 a 5102

Model	Váživost (g)	Rozlišení (g)	Reprodukovatelnost (g)	Linearita (g)	Katalogové číslo
612-1S	610	0,01	±0,01	±0,03	I447541
1102-1S	1 100	0,01	±0,01	±0,03	I447341
2102-1S	2 100	0,01	±0,01	±0,03	I447141
3102-1S	3 100	0,01	±0,01	±0,02	I446941
5102-1S	5 100	0,01	±0,01	±0,02	I446741
5101-1S	5 100	0,1	+mn0,1	±0,3	I447741
5100-1S	5 100	1	±0,5	±1	I447941

Univerzální síťový adaptér (100-240 V) je součástí dodávky

Za příplatek 5 510,00 Kč lze objednat továrně ověřené váhy (CEU) s EC certifikátem D12-09-014

