

Vakuový filtrační systém "Filtermax" □TPP

Rychlý filtrační systém s PES filtrem

- Velká filtrovací plocha (49 cm² až 69 cm²)
- Speciální lamelová mřížka s vysoce kvalitní PES filtrační membránou
- Membrána (vel. pórů 0,22 μm) vyznačující se nízkou vazbou na proteiny
- Každý filtrační systém je dodáván s adaptérem pro hadice o vnitřním průměru 6 - 10 mm a se šroubovacím uzávěrem
- Kompatibilní šroubovací uzávěr GL-45
- Doporučujeme nejprve naplnit kapalinou a až poté vytvořit vakuum
- Sterilní, bez pyrogenů, endotoxinů, nukleáz (DNáz a RNáz) a cytotoxických látek

Technické parametry

Materiál filtru:	PES
Materiál nálevky a láhve:	PS
Filtrační plocha:	49 cm ² u filtračního nástavce o objemu 150 ml až 500 ml; 69 cm ² u filtračního nástavce o objemu 1000 ml



Vakuový filtrační systém "Filtermax"

Filtrační systém "Filtermax" 250 ml □TPP

Typ	Objem (ml)	Rozměry D x Š x V (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Filtrační systém	250 + 250	93 x 93 x 145	12	N992500
Nálevka	250	90 x 89 x 75	24	N992550
Láhev	250	93 x 93 x 87	24	N992570

Filtrační systém "Filtermax" 150 ml □TPP

Typ	Objem (ml)	Rozměry D x Š x V (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Filtrační systém	150 + 150	93 x 93 x 103	18	N991500

Nálevka	150	90 x 89 x 57	36	N991550
Láhev	150	93 x 93 x 63	24	N991570

Filtrační systém "Filtermax" 500 ml ☐ TPP

Typ	Objem (ml)	Rozměry D x Š x V (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Filtrační systém	500 + 500	93 x 93 x 213	10	N995000
Nálevka	500	90 x 89 x 111	21	N995050
Láhev	500	93 x 93 x 121	36	N995070

Filtrační systém "Filtermax" 1000 ml ☐ TPP

Typ	Objem (ml)	Rozměry D x Š x V (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Filtrační systém	1000 + 1000	111 x 111 x 285	9	N999500
Nálevka	1000	108 x 108 x 143	12	N999550
Láhev	1000	111 x 111 x 160	20	N999570