

## Válec odměrný nízký PP s modrou reliéfní stupnicí

Válec z jednoho kusu s vynikající chemickou odolností a stabilním podstavcem

- Široký tvar válce je optimalizován pro mytí v automatických myčkách
- Odtokový otvor zabraňuje zadržování oplachové vody v podstavci otočeného válce
- Reliéfní stupnice zvýrazněná modrou barvou

## Technické parametry

Materiál:

PP

Teplotní stabilita:

0 až 80 °C



| Objem (ml) | Dělení (ml) | Tolerance (+mn ml) | Průměr (mm) | Výška (mm) | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|------------|-------------|--------------------|-------------|------------|-------------|------------------|
| 100        | 2           | 2,0                | 39          | 160        | 1           | S000100          |
| 250        | 5           | 5,0                | 54          | 190        | 1           | S000250          |
| 500        | 10          | 10,0               | 68          | 215        | 1           | S000509          |
| 1 000      | 20          | 20,0               | 80          | 282        | 1           | S001000          |