

Válec odměrný nízký třídy B

Válec s hnědou stupnicí, šestihrannou patkou a výlevkou

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo



Objem (ml)	Dělení (ml)	Tolerance (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
5	0,2	±0,2	17	60	1	B200803
10	0,2	±0,5	19	80	1	B200804
25	0,5	±1,0	25	100	1	B200806
50	1,0	±1,0	29	130	1	B200808
100	2,0	±2,0	40	160	1	B200809
250	5,0	±5,0	53	190	1	B200812
500	10,0	±10,0	65	215	1	B200816
1 000	20,0	±50,0	85	280	1	B200820
2 000	20,0	±50,0	115	325	1	B200822