

Válec odměrný vysoký TPX třídy A s reliéfní stupnicí | VITLAB

Autoklávovatelný válec z jednoho kusu se 6hrannou patkou

- Vynikající chemická odolnost, stabilní podstavec
- Válce kalibrovány na obsah

Technické parametry

Materiál: TPX (autoklávování při 121 °C nemá vliv na přesnost)



Objem (ml)	Dělení (ml)	Tolerance (+mn ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
10	0,2	0,10	15	145	1	R834551
25	0,5	0,25	22	170	1	R834751
50	1,0	0,50	27	200	1	R834951
100*	1,0	0,50	33	250	1	R835151
250	2,0	1,00	44	315	1	R835251
500	5,0	2,50	58	360	1	R835351
1 000	10,0	5,00	69	440	1	R835451
2 000	20,0	10,00	97	482	1	R835551