


Válec odměrný vysoký třídy A, kalibrační certifikát | PYREX®

Válec s bílou stupnicí, šestihrannou patkou a výlevkou

- Certifikát konformity "H" na válci - odpovídá předpisům německého úřadu pro váhy a míry
- Individuálně testovaný válec odpovídající normě ISO 4788
- Certifikát výrobce s přesnými údaji o objemu v pěti bodech stupnice
- Individuální sériové číslo pro snadné dohledání v rámci národních standardů

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo PYREX®



Objem (ml)	Dělení (ml)	Tolerance (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
5	0,1	+mn0,05	13,0	115	2	S716000
10	0,2	+mn0,10	14,0	140	2	S717500
25	0,5	+mn0,25	21,0	170	2	S715800
50	1,0	+mn0,50	25,0	200	2	S716100
100	1,0	+mn0,50	29,0	260	2	S715600
250	2,0	+mn1,00	39,0	335	2	S715400
500	5,0	+mn2,50	53,0	390	2	S715300
1 000	10,0	+mn5,00	65,0	470	2	S715200
2 000	20,0	+mn10,00	85,0	570	1	S715180