

Válec odměrný vysoký třídy A, modrá graduace

Odměrný válec s šestihrannou patkou, výlevkou a celokroužkovou stupnicí

- Dle normy ISO 4788

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo 3.3



Objem (ml)	Dělení (ml)	Tolerance (ml)	Výška (mm)	Průměr (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
5	0,1	+mn0,05	115	12,9	1	S110701
10	0,2	+mn0,10	135	15,5	1	S110702
25	0,5	+mn0,25	160	21,3	1	S110703
50	1,0	+mn0,50	195	26,0	1	S110704
100	1,0	+mn0,50	240	31,3	1	S110705
250	2,0	+mn1,00	320	40,7	1	S110706
500	5,0	+mn2,50	380	53,2	1	S110707
1000	10,0	+mn5,00	465	67,0	1	S110708
2000	20,0	+mn10,00	535	85,0	1	S110709