

Vana skleněná

Skleněné vany o různých rozměrech

Technické parametry

Materiál: sodnodraselné sklo



Vana skleněná

Výška (mm)	Délka (mm)	Šířka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
100	100	100	1	N210111
100	100	150	1	N210113
100	100	200	1	N210115
120	130	95	1	N210221
150	100	150	1	N210313
150	220	300	1	N210369
160	160	300	1	N210449
180	130	180	1	N210424
200	150	200	1	N210535
220	180	250	1	N210647
240	220	300	1	N210769