

Varné kamínky z PTFE


Granule teflonu nepravidelného tvaru pro eliminaci utajeného varu

- Přidáním do zahřívání směsi nedojde k přehřátí kapaliny nad bod varu a poté k explozivnímu varu
- Univerzální chemická odolnost
- Nezanechává škrábance ani žádné jiné stopy na skle

Technické parametry

Velikost zrn: 1-5 mm

Teplotní odolnost: 260 °C



Varné kamínky z PTFE

Popis	Balení (g)	Katalogové číslo
Varné kamínky z PTFE	50	R.L429.1