

Vata skelná a křemičitá

Pro chromatografické kolony a filtraci

- Křemičitá vata pro elementární analýzu
- Chemicky čistá skelná vata z borosilikátového skla, odolná vůči rozpouštědlům, většině kyselin a zásad



Vata skelná a křemičitá

Popis	Síla vlákna (μm)	Balení	Katalogové číslo
Skelná vata	8	500 g	R.0691.1
Skelná vata	8	1 kg	R.0691.2
Skelná vata Typ N (filtrační skelná vata)	11	500 g	R.6574.1
Skelná vata Typ N (filtrační skelná vata)	11	1 kg	R.6574.2
Skelná vata	25	500 g	R.0700.1
Skelná vata	25	1 kg	R.0700.2
Křemičitá vata, chemicky čistá	5 - 30	10 g	R950851
Křemičitá vata, chemicky čistá	5 - 30	100 g	R950852
Křemičitá vata, chemicky čistá	5 - 30	250 g	R.9208.3