

Váženka jednorázová (lodička) PS

Pružná váženka s antistatickým povrchem

- Pro pevné a kapalné látky
- Odolná vůči zředěným kyselinám, zásadám a alkoholům

Technické parametry

Materiál:	rázuvzdorný PS
Variabilita hmotnosti váženek :	do 5 %
Teplotní rozsah:	max 80 °C



Váženka jednorázová (lodička) PS

Objem (ml)	Tvar	Rozměry (mm)	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
5	Kosočtverec	31 × 54 × 3,8	bílá	100	K011100.03
30	Kosočtverec	55 × 85 × 13,5	bílá	50	K011101.03
30	Kosočtverec	55 × 85 × 13,5	černá	50	K011101.09
100	Kosočtverec	92 × 132 × 20	bílá	25	K011102.03
100	Kosočtverec	92 × 132 × 20	černá	25	K011102.09
8	Čtverec	46 × 46 × 8	bílá	100	K011103.03
8	Čtverec	46 × 46 × 8	modrá	100	K011103.07
100	Čtverec	85 × 85 × 24	bílá	100	K011104.03
100	Čtverec	85 × 85 × 24	modrá	100	K011104.07
330	Čtverec	140 × 140 × 22	bílá	100	K011105.03
330	Čtverec	140 × 140 × 22	modrá	100	K011105.07