

Váženka PP | KARTELL

Průsvitná se vzduchotěsným víčkem, použití do 120 °C

- Vhodná i pro potravinářské účely - vyhovuje normě CE/1935/2004 a CE/10/2011

Technické parametry

Materiál:

PP



Váženka PP

Objem (ml)	Vnější průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
30	30	50	1	K000340
25	40	30	1	K000342
65	40	60	1	K000343
50	50	30	1	K000345
65	60	35	1	K000346
200	60	90	1	K000347
400	70	120	1	K000348