

Vědro PE s výlevkou a orientační stupnicí | KARTELL

Bílé vědro s kovovým držadlem vhodné pro potravinářství

- Vyhovuje normám CE/1935/2004 a CE/10/2011

Technické parametry

Materiál:

PE, kovové držadlo

Dělení orientační stupnice:

1 litr



Objem (l)	Výška (mm)	Dolní průměr (mm)	Horní průměr (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
9	250	203	280	1	K000905
12	280	227	300	1	K000906
17	310	249	340	1	K000907