

Vialka s vnějším šroubovacím víčkem

Lékovka s vnějším dobře těsnícím víčkem

- Vialky z polypropylenu vhodné do mrazáku i autoklávu
- Víčka nutno zakoupit zvlášť

Technické parametry

Materiál lahviček:	PP
Materiál víčka:	PP
Barva:	transparentní



Vialky z polypropylenu

Objem (ml)	Vnější průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
40	30	85	500	R.PT32.1
60	30	126	300	R.PT33.1
120	44	115	250	R.PT34.1

Víčko šroubovací k vialkám

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Víčko šroubovací k produktu R.PT32.1 a R.PT33.1	500	R.PT35.1
Víčko šroubovací k produktu R.PT34.1	250	R.PT38.1



Víčka šroubovací k vialkám